

INKÜBATÖRLER

M 7040R

Soğutmalı İnkübatör

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma ısı aralığı	-10 °C – +80 °C
Kapasite (iç hacim)	125 lt.
Termoeleman tipi	Pt - 100
Sıcaklık kontrolü	PID Dijital kontrol
Yük anahtarlama elemanı	SSR
Termostat ayar hassasiyeti	0,1 °C
Termostat çalışma hassasiyeti	± 0,1 °C
Termometre okuma hassasiyeti	0,1 °C
İç sıcaklık farkları	± 1 °C
Soğutucu gaz tipi	R134a
Sirkülasyon fanı	Var
Kapıda gözetleme camı	Var
İç kabin aydınlatma lambası	Var
Emniyet sistemi (ısıtmada)	Sıvı genleşmeli emniyet termostatu (30-90) °C
Dış kabin malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik
İç kabin malzemesi	Paslanmaz çelik
İzolasyon malzemesi	Kaya yünü
Raf	PVC kaplı çelik tel (2 adet)
Sigorta	16 Amper
Toplam Güç	950 W
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
İç ölçüler (g x y x d)	50 x 50 x 50 cm.
Dış ölçüler (g x y x d)	65 x 95 x 75 cm.
Net ağırlık	83 kg.
Paketli ağırlık	100 kg.



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

