

ENDÜSTRİYEL FIRINLAR

M 1071

Analog

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıcaklık çalışma aralığı	Ortam sıcaklığı + 5 °C – 250 °C
Kapasite (iç hacim)	192 lt.
Termoeleman tipi	Fe-Const.
Sıcaklık kontrolü	Sıvı genleşmeli mekanik termostat
Termostat ayar hassasiyeti	10 °C
Termostat çalışma hassasiyeti	± 10 °C
Termometre okuma hassasiyeti	10 °C
İç sıcaklık farkları	± 10 °C
Emniyet sistemi	Sıvı genleşmeli emniyet termostatu (50-300) °C
Dış kabin malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik
İç kabin malzemesi	Paslanmaz çelik
İzolasyon malzemesi	Kaya yünü
Raf	Paslanmaz çelik (10 adet)
Sigorta	3 x 25 Amper
Isıtıcı cinsi	Serpantinli paslanmaz çelik tüp ısıtıcı
Isıtıcı gücü	3000 W
Sirkülasyon motor gücü	180 W
Kurulu güç	3180 W
Besleme	380 V. – 50 Hz. trifaze
İç ölçüler (g x y x d)	60 x 80 x 40 cm.
Dış ölçüler (g x y x d)	75 x 170 x 65 cm.
Net ağırlık	100 kg.
Paketli ağırlık	125 kg.



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

