

SANTRİFÜJLER

M 415 M

Analog

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüp kapasitesi	4 x 15 ml
Rotor tipi	Düşeyle 35° sabit açılı rotor
Hız kontrolü	Kademesiz elektronik
Max. dönme hızı	5000 rpm
Max. savurma gücü (RCF x g)	2515 x g
Zamanlayıcı	1-15 dk
Sigorta	1 Amper
Toplam güç	100 W
Emniyet sistemi	Kapak emniyet anahtarı
Kapak kilidi	Var
Döner başlık malzemesi	Polikarbonat
Tüp yuvası (gode) malzemesi	ABS (sert plastik)
Dış gövde malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
Dış ölçüler (g x y x d)	29x 25 x 36 cm
Net ağırlık	9 kg
Paketli ağırlık	10 kg



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

