

SANTRİFÜJLER

M 815P

Dijital

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüp kapasitesi	8 x 15 ml
Rotor tipi	Düşeyle 35° açılı başlık
Hız kontrolü	PID Dijital mikroprosesör kontrol
Kontrol Paneli	Hız, RCF ve Zaman kontrolü
Max. dönme hızı	5000 rpm
Max. savurma gücü (RCF x g)	2515 x g
Hız ayarlama adımı	10 rpm
Hız ayarlama aralığı	500-5000 rpm
Zaman Başlangıcı	Ayarlanan hıza ulaşıldığında
Zaman Aralığı	1-99 dk
Sürekli çalışma modu	Var
Savurma gücü girilerek çalışma	Var
Kısa süreli çalışma	Pulse tuşu ile
Program sayısı	10
Sigorta	1 Amper
Toplam güç	100 W
Emniyet sistemi	Kapak emniyet anahtarı
Kapak kilidi	Var
Harici hız okuma	Var
Döner başlık malzemesi	Polikarbonat
Tüp yuvası (gode) malzemesi	ABS (Sert plastik)
Dış gövde malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
Dış ölçüler (g x y x d)	29 x 25 x 36 cm
Net ağırlık	9 kg
Paketli ağırlık	10 kg



8 x 15 ml

 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

