

SU BANYOLARI

M 96KPK

Bakteriyolojik Su Banyosu (Karıştırıcı)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıcaklık çalışma sınırları	Ortam sıcaklığı +5°C / 100°C
Hacim	21 lt
Termoeleman tipi	NTC
Sıcaklık kontrolü	PID Dijital kontrol
Yük anahtarlama elemanı	SSR
Termostat ayar hassasiyeti	0,1 °C
Termostat çalışma hassasiyeti	± 0,1 °C
Termometre okuma hassasiyeti	0,1 °C
İç sıcaklık farkları	± 0,5 °C
Erteleme / Çalışma Zamanı	1 dk – 59 saat 59 dk
Zamanlama başlangıcı	Ayar sıcaklığına ulaşıldığında
Karıştırıcı motor	Var
Sigorta	6 Amper
İç yüzey yapısı	Paslanmaz çelik
Dış yüzey yapısı	Paslanmaz çelik
Kapak	Paslanmaz çelik
Tüp kapasitesi	96
Tüp taşıyıcı adedi	4
Kurulu güç	1250 W
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
Hazne ölçüleri (g x d x y)	53 x 32 x 15
Dış ölçüler (g x y x d)	58 x 30 x 39 cm
Net ağırlık	15 kg
Paketli ağırlık	16 kg



* OPSİYONEL PASLANMAZ ÇELİK KAPAK

 **elektro·mag®**

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

