

BUHAR BANYOLARI

M 2535

Paslanmaz Çelik

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Sıcaklık çalışma sınırları | 30 – 110 °C |
| Hacim | 21 lt |
| Termoeleman tipi | NTC |
| Yük anahtarlama elemanı | SSR |
| Erteleme/ Çalışma zamanı | 1 dakika - 59 saat 59 dakika |
| Zamanlama Başlangıcı | Ayar sıcaklığına ulaşınca |
| Sıcaklık kontrolü | PID Dijital kontrol |
| Termostat ayar hassasiyeti | 0,1 °C |
| Termostat çalışma hassasiyeti | ± 0,1 °C |
| Sıcaklık dağılımı | ± 0,5 °C |
| Toplam güç | 1200 W |
| Sigorta | 6 Amper |
| Dış yüzey malzemesi | Paslanmaz çelik |
| İç yüzey malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Besleme | 190-240 V / 50 - 60Hz. |
| İç ölçüler (g x y x d) | 35 x 25 x 17 cm |
| Dış ölçüler (g x y x d) | 58 x 30 x 39 cm |
| Net ağırlık | 14 kg |
| Paketli ağırlık | 15 kg |



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

