

BUHAR BANYOLARI

M 2536

Paslanmaz Çelik

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıcaklık çalışma sınırları	30 – 110 °C
Hacim	21 lt
Termoeleman tipi	NTC
Yük anahtarlama elemanı	SSR
Erteleme/ Çalışma zamanı	1 dakika - 59 saat 59 dakika
Zamanlama Başlangıcı	Ayar sıcaklığına ulaşınca
Sıcaklık kontrolü	PID Dijital kontrol
Termostat ayar hassasiyeti	0,1 °C
Termostat çalışma hassasiyeti	± 0,1 °C
Sıcaklık dağılımı	± 0,5 °C
Toplam güç	1200 W
Sigorta	6 Amper
Dış yüzey malzemesi	Paslanmaz çelik
İç yüzey malzemesi	Paslanmaz çelik
Kapaklı göz adedi	6 (çift sıra)
Bir gözdeki halka adedi	4
Besleme	190-240 V / 50 - 60Hz.
İç ölçüler (g x y x d)	35 x 25 x 17 cm
Dış ölçüler (g x y x d)	58 x 30 x 39 cm
Net ağırlık	14 kg
Paketli ağırlık	15 kg



 elektro-mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

