

BALON ISITICILAR

1-2-4-6 GÖZLÜ BALON ISITICILAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Balon Hacmi (ml.)	Balon Sayısı	Güç	Ebat (g x d x y) (cm.)	Ağırlık (gr.)
MX 125	250	1	200 W	21x25x21	3250
MX 150	500	1	200 W	21x25x21	3250
MX 110	1000	1	400 W	26x30x22	4800
MX 120	2000	1	400 W	26x30x22	4800
MX 140	4000	1	1500 W	29x35x32	10500
MX 160	6000	1	1600 W	29x35x32	10500
MX 10	10000	1	2500 W	44x46x35	16600
MX 20	20000	1	2500 W	55x59x44	21000
MX 225	250	2	2x200 W	34x21x18	3800
MX 250	500	2	2x200 W	34x21x18	3800
MX 425	250	4	4x200 W	66x21x18	6800
MX 450	500	4	4x200 W	66x21x18	6800
MX 625	250	6	6x200 W	98x21x18	10250
MX 650	500	6	6x200 W	98x21x18	10250

Isıtıcı yuva malzemesi
Sıcaklık çalışma sınırları
Sıcaklık kontrolü
Termostat ayar hassasiyeti
Dış kabin malzemesi

Cam
50-400 °C
PID Digital control
1 °C steps
Elektrostatik fırın bazlı boyalı sac



elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

CE