

KUM BANYOLARI

M 3030K

30 x 30 cm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıcaklık çalışma sınırları	50 – 300 °C
Sıcaklık kontrolü	Dijital termostat
Termostat ayar hassasiyeti	1 °C
Termostat çalışma hassasiyeti	± 1 °C
Toplam güç	2000 W
Sigorta	16 Amper
Dış yüzey malzemesi	Elektrostatik Fırın boyalı Çelik
Isıtıcı plaka malzemesi	Normalize edilmiş döküm
Kum haznesi malzemesi	Paslanmaz çelik
Kum haznesi derinliği	10 cm.
Isıtıcı plaka ölçüsü	30 x 30 cm.
Besleme	190 -240 V / 50-60 Hz
Dış ölçüler (g x y x d)	30 x 24 x 30 cm
Net ağırlık	15 kg
Paketli ağırlık	16 kg



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

