

# KARISTIRICILAR

M 16

Girdaplı Tüp Karıştırıcı

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Karıştırma hareketi</b>	Girdap
<b>Çalışma Şekli</b>	Sürekli / temas ile
<b>Karıştırma strok boyu</b>	6 mm
<b>Zamanlayıcı aralığı</b>	1 dakika-59 saat 59 dakika
<b>Dönme hızı aralığı (devir/dak.)</b>	0 - 3000
<b>Hız kontrolü</b>	LED Dijital
<b>Zaman kontrolü</b>	LED Dijital
<b>Toplam güç</b>	45 W
<b>Besleme</b>	190-240 V- 50/60 Hz.
<b>Dış ölçüler (g x y x d)</b>	107 x 146 x 166 mm
<b>Net ağırlık</b>	3 kg.
<b>Paketli ağırlık</b>	5 kg.



 elektro-mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

