

KARISTIRICILAR

M 221

Manyetik Karıştırıcı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karıştırma hızı (Devir/Dak.)

Isıtıcı tabla malzemesi

Aksesuar

Motor gücü

Isıtıcı gücü

Isıtıcı sıcaklık aralığı

Sıcaklık kontrolü

Karıştırma hız kontrolü

Isı hassasiyeti

Karıştırma tablası ölçüsü

Zamanlayıcı aralığı

Harici sıcaklık probu

Support çubuğu ve bağlantı aparatları

Besleme

Harici sıcaklık grubu

Dış ölçüler (g x y x d)

Motor tipi

Net ağırlık

Paketli ağırlık

100 - 1500

Seramik Kaplı paslanmaz çelik

Teflon kaplı balık (1 adet)

3 W

600 W

50-310°C

LED Dijital termostat

LED Dijital termostat

± 0,1 °C

Ø135 mm

1dakika -59 saat 59 dakika

Opsiyonel

Opsiyonel

190 / 240 V - 50 / 60 Hz.

PT1000

268 x 160 x 85 mm

Bakım gerektirmeyen indüksiyon tip

1,8kg

2,5 kg



 elektro-mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

