

KARIŐTIRICILAR

M 222

Manyetik KariŐtirici

KariŐtırma hızı (devir/dakika)

50 - 1500 rpm

Ekran

LED

Isıtıcı sıcaklık aralıđı

50 - 510 °C

Isıtıcı tabla malzemesi

Seramik kaplı paslanmaz çelik

Maksimum kariŐtırma kapasitesi

20 lt

Maksimum manyetik balık ölçüsü

40*8

Isı hassasiyet

± 1 °C

Harici sıcaklık probu

PT1000

Zamanlayıcı aralıđı

1 dakika - 59 saat 59 dakika

Isıtıcı tabla ölçüsü

185 * 185 (mm)

Aksesuar

Teflon kaplı balık 1 adet

Harici sıcaklık probu

Opsiyonel

Support çubuđu ve bađlantı aparatları

Opsiyonel

DıŐ ölçüler (g x y x d)

350 x 220 x 100 mm

Motor

Bakım gerektirmeyen İndüksiyon tip

Besleme

AC 200-240/50-60 Hz.

Güç

1050

Koruma sınıfı

IP42

Net ađırlık

4,5 kg

Paketli ađırlık

5kg



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.

CE