

LAMİNER KABİN

LM 1201

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Üfleme kapasitesi	1300 m ³ / saat
Motor Ses Gücü	<75 db
Sürgülü kabin camı	Temperli 6 mm
Laminar Hava Hızı	0,35-0,55 m/sn
Motor Devir Hız Düğmesi	Var
Motor Aç-kapa Düğmesi	Var
Elektrik prizi	1 adet
U.V lamba	Var
Filtre Zaman Saati	Var
Hepa Tip Filtre	Var
Hepa Filtre Ömür Saati	Var
Çalışma zemin malzemesi	Paslanmaz Çelik
Gövde malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı galvanizli çelik sac
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
Çalışma kabin ölçüleri	116 x 75 x 118 cm. (gen x der x yük)
Dış ölçüler	135 x 88 x 225 cm. (gen x der x yük)
Net ağırlık	110 kg.
Paketli ağırlık	150 kg.



 elektro-mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

CE