

ÇEKER OCAKLAR

EM 1202

Çeker Ocak (Masaüstü)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fan emiş kapasitesi	1750 m ³ / saat
Motor hız kontrolü	Var
Sürgülü kabin camı	Temperli 6 mm
Gaz ve su vanası	Var
Gaz ve su nozulu	Var
Elektrik prizi	2 adet
İç kabin aydınlatma	Var
Paslanmaz çelik evye	Var
Çalışma zemin malzemesi	Aside dayanıklı kompakt laminat
Gövde malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı galvanizli çelik sac
Sigorta	2 x 25 Amper
Motor gücü	100 W
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
Çalışma kabin ölçüleri	118 x 90 x 75 cm.
Dış ölçüler	120 x 152 x 88 cm.
Net ağırlık	75 kg.
Paketli ağırlık	110 kg



 elektro-mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

CE