

BEBEK YAŞAM ÜNİTELERİ

RADYAN ISITICI

TFT Dokunmatik Ekran

M 308

Çalışma sıcaklığı
Çalışma modları
Kontrol paneli
Dil seçeneği
Çalışma modları
Termoeleman tipi
Sesli Alarm durumları

Hareketli ısı ünitesi
Sıcaklık kontrolü
Isıtıcı tipi
Sıcaklık ayar hassasiyeti
Sıcaklık çalışma hassasiyeti
Sıcaklık okuma hassasiyeti
Bebek cilt ısı probu
A.P.G.A.R. zaman saati
Elektrikli yükseklik ayarı
Aspiratör
Canlandırma ünitesi
Oksijen hava karıştırıcı
Serum askısı
Trendelenburg pozisyonu
Emniyet sistemi
Dış kabin malzemesi
Üst aydınlatma
Operasyon lambası
Akrilik yatak korkuluğu
Taşıyıcı raf
Taşıyıcı stant tekerleği
Malzeme çekmecesini
Isıtıcı gücü
Besleme
Yatak ölçüsü
Dış ölçüler (g x max.y x d)
Lift motoru(170-200 cm)
Net ağırlık
Paketli ağırlık

32 °C – 39°C
Ön ısıtma , manuel mod , bebek kontrollü mod
7" Dokunmatik renkli TFT ekran
Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça
Ortam sıcaklığı ya da bebek sıcaklığına göre
Pt – 100
- Bebek ateşi düştü - Bebek ateşi yükseldi
- Ortam sıcaklığı düştü - Ortam sıcaklığı yükseldi
Var sağa ve sola 90°
PID kontrollü elektronik termostat modülü
Seramik
0.1 °C
± 0.1 °C
In 0.1 °C
Var
Var
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Var
Var ± 12 ° (motor kontrollü ile)
Sıvı genişlemeli emniyet termostati
Elektrostatik fırın boyalı çelik
LED Panel
LED Panel
Var
1 adet
4 adet (2 adet frenli)
2 adet
1000 W
AC 190-240 V / 50-60 Hz
55 x 70 cm
63 x 200 x 95 cm
Opsiyonel
80 kg
95 kg



elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

CE 1984