

BEBEK YAŞAM ÜNİTELERİ

M 308 RADYAN ISITICI

EKO

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma ısı aralığı	32 °C – 40 °C
Sıcaklık kontrolü	PID kontrollü dijital termostat
Isıtıcı Tipi	Seramik
Termoeleman tipi	Pt – 100
Yük anahtarlama elemanı	SSR
Sıcaklık ayar hassasiyeti	0,1 °C
Sıcaklık çalışma hassasiyeti	± 0,1 °C
Sıcaklık okuma hassasiyeti	0,1 °C
Emniyet sistemi	Sıvı genleşmeli emniyet termostatu
Dış kabin malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik
Üst aydınlatma	LED Panel
Akrilik yatak korkuluğu	Var
Taşıyıcı stant tekerleği	4 adet (2 adet frenli)
Malzeme rafı	1 adet
Sigorta	6 Amper
Isıtıcı gücü	1000 W
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
Dış ölçüler (g x y x d)	80 x 172 x 55 cm.
Net ağırlık	65 kg.
Paketli ağırlık	85 kg.



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

CE 1984