


BEBEK YAŞAM ÜNİTELERİ

M 304 FOTOTERAPİ CİHAZI

LED

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fototerapi Işık Kaynağı	LED lamba
Fototerapi Lamba Ömrü	50.000 saat
Kontrol Paneli	3.5" renkli TFT dokunmatik ekran
Dil Seçeneği	Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça
Zaman Saati	Dijital
Süre Bitiminde Uyarı	Var (Sesli)
Lamba Ömür Saati	Var
Zamanlayıcı	0-12 saat (1 dakika aralıklarla)
Çalışma Yoğunluğu Seçimi	%50, %75, %100
Odaklama Özelliği	Kırmızı pointer led (odak ışığı)
Işık Gücü	60 MW
Işık Dalga Boyu	460 nm
Kurulu Güç	25 W
Sigorta	2 Amper
Fototerapi Ünitesi Malzemesi	ABS Plastik
Taşıyıcı Stand Malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
Taşıyıcı Tekerlek	4 adet (2'si frenli)
Fototerapi Ünitesi Ölçüleri (g x y x d)	25 x 8 x 45 cm
Toplam Dış Ölçüler (g x y x d) (max. yükseklik)	50 x 190 x 80 cm
Fototerapi Ünitesi Ağırlığı	5 kg
Toplam Net Ağırlık	14 kg
Paketli Ağırlık	20 kg



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İkitelli O.S.B. Demirciler Sanayi Sitesi B7 Blok No:153 34490 - Başakşehir İSTANBUL

☎ 0 212 549 55 25 pbx

☎ 0 212 549 5209

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

CE 1984