

ELEKTROKOTER

H SERİSİ

400W Monopolar & Bi-polar

M 400

Kesme modu	Var
Karışık kesme-koagülasyon modu	Var
Koagülasyon modu	Var
Maksimum saf kesme (cut) gücü	400 W
Maksimum kesme (blend 1)	250 W
Maksimum kesme (blend 2)	200 W
Maksimum koagülasyon gücü	100 W
Sprey koagülasyon gücü	70 W
Bi-polar koagülasyon gücü	70 W
Bi-polar maksimum kesme gücü	100 W
Güç aktivasyonu	Ayak pedali ve butonlu el kalemi
Kesme koagülasyon empedansı	300 Ω
Sprey koagülasyon empedansı	1000 Ω
El manipatörü elektrodu	6 adet
Toplam güç	400 W
Sigorta	3 Amper
Dış yüzey malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik+plastik
Besleme	190 - 240 V / 50 - 60 Hz.
Dış ölçüler (g x y x d)	36 x 16 x 38 cm
Net ağırlık	10,5 kg
Paketli ağırlık	11,5 kg



 elektro·mag®

www.elektro-mag.com

MED

CE 1984