

ELEKTROKOTER

ELEKTROKOTER

100W Monopolar & Bi-polar

M 20-40

Kesme modu	Var
Karışık kesme-koagülasyon modu	Var
Koagülasyon modu	Var
Bi-polar koagülasyon modu	Var
Maksimum kesme gücü	100 W
Maksimum koagülasyon gücü	40 W
Sprey koagülasyon gücü	40 W
Bi-polar koagülasyon gücü	20 W
Güç aktivasyonu	Ayak pedalı ve butonlu el kalemi
Kesme koagülasyon empedansı	300Ω
Sprey koagülasyon empedansı	1000Ω
El manipatörü elektrodu	7 adet
Program sayısı	9
Sigorta	2 Amper
Dış yüzey malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik+plastik
Besleme	190 - 240 V / 50-60 Hz
Dış ölçüler (g x y x d)	30 x 12 x 24 cm.
Net ağırlık	7,5 kg.
Paketli ağırlık	8 kg.

