

INKÜBATÖRLER

M 3025BP

Alüminyum İç Kabin

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma ısı aralığı	Ortam sıcaklığı +5 °C / 100 °C
Kapasite (iç hacim)	24 lt.
Termoeleman tipi	Lineer sıcaklık sensörü
Sıcaklık kontrolü	PID Dijital kontrol
Yük anahtarlama elemanı	SSR
Termostat ayar hassasiyeti	0,1 °C
Termostat çalışma hassasiyeti	± 0,1 °C
Termometre okuma hassasiyeti	0,1 °C
İç sıcaklık farkları	± 1 °C
Erteleme / Çalışma Zamanı	1 dk – 99 saat 59 dk
Zamanlama başlangıcı	Ayar sıcaklığına ulaşıldığında
Emniyet sistemi	Sıvı genleşmeli emniyet termostatu (30-110) °C
Dış kabin malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik
İç kabin malzemesi	Eloksallı alüminyum
İzolasyon malzemesi	Kaya yünü
Raf	Delikli eloksallı alüminyum (2 adet)
Sigorta	6 Amper
Isıtıcı gücü	650 W
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
İç ölçüler (g x y x d)	29 x 31 x 27 cm.
Dış ölçüler (g x y x d)	58 x 50 x 41 cm.
Net ağırlık	25 kg.
Paketli ağırlık	29 kg.



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

