

INKÜBATÖRLER

M 420BP

Paslanmaz Çelik İç Kabin

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma ısı aralığı	Ortam sıcaklığı +5 °C / 100°C
Kapasite (iç hacim)	48 lt.
Termoeleman tipi	Lineer sıcaklık sensörü
Sıcaklık kontrolü	PID Dijital kontrol
Yük anahtarlama elemanı	SSR
Termostat ayar hassasiyeti	0,1 °C
Termostat çalışma hassasiyeti	± 0,1 °C
Termometre okuma hassasiyeti	0,1 °C
İç sıcaklık farkları	± 1 °C
Sirkülasyon	Homojen Isı Dağılımını Sağlayan Doğal Hava Sirkülasyonu
Sirkülasyon fan	Var
Erteleme / Çalışma Zamanı	1dk – 99 saat 59 dk
Zamanlama başlangıcı	Ayar sıcaklığına ulaşıldığında
Emniyet sistemi	Sıvı genişlemeli emniyet termostatu (30-110) °C
Dış kabin malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik
İç kabin malzemesi	Paslanmaz çelik
İzolasyon malzemesi	Kaya yünü
Raf	Delikli paslanmaz çelik (2 adet)
Sigorta	6 Amper
Isıtıcı gücü	500 W
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
İç ölçüler (g x y x d)	42 x 35 x 33 cm.
Dış ölçüler (g x y x d)	71 x 54 x 49 cm.
Net ağırlık	38 kg.
Paketli ağırlık	43 kg.



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

