

INKÜBATÖRLER

M 5040BP

Paslanmaz Çelik İç Kabin

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma ısı aralığı	Ortam Sıcaklığı +5 °C / 100 °C
Kapasite (iç hacim)	100 lt.
Termoeleman tipi	Lineer sıcaklık sensörü
Sıcaklık kontrolü	PID Dijital kontrol
Yük anahtarlama elemanı	SSR
Termostat ayar hassasiyeti	0,1 °C
Termostat çalışma hassasiyeti	± 0,1 °C
Termometre okuma hassasiyeti	0,1 °C
İç sıcaklık farkları	± 1 °C
Sirkülasyon	Homojen ısı dağılımı sağlayan doğal hava sirkülasyonu
Sirkülasyon fanı	Var
Erteleme / Çalışma Zamanı	1dk – 99 saat 59 dk
Zamanlama başlangıcı	Ayar sıcaklığına ulaşıldığında
Emniyet sistemi	Sıvı genleşmeli emniyet termostatu (30-110) °C
Dış kabin malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik
İç kabin malzemesi	Paslanmaz çelik
İzolasyon malzemesi	Kaya yünü
Raf	Delikli paslanmaz çelik (2 adet)
Sigorta	6 Amper
Isıtıcı gücü	1000 W
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
İç ölçüler (g x y x d)	50 x 50 x 40 cm.
Dış ölçüler (g x y x d)	79 x 69 x 53 cm.
Net ağırlık	55 kg.
Paketli ağırlık	61 kg.



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

