

BUHARLI STERİLİZATÖRLER

SM 18B

B-Sınıfı Otoklav

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite	18 lt
Sterilizasyon Sıcaklığı	121 °C / 134 °C
Program Seçenekleri	1- Paketsiz 2- Paketli 3- Pamuklu 4- Plastik
Saf Su Tankı	Kapaklı, üstte
Kapı Kilidi	Çift kontrollü
Yazıcı	İşlem veri raporlama
Kurutma	Isıtmalı vakum
Gösterge	LCD Ekran İngilizce - Türkçe dil seçenekli
Testler	Bowie - Dick & Vakum testi
Emniyet	Basınç valfi, mekanik emniyet termostadı ve elektronik alarm uyarı Sistemi
Su Tank Kapasitesi	3 lt. Saf Su ve 2,5 lt atık su
Dış kabin malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı paslanmaz çelik
İç kabin malzemesi	Paslanmaz çelik(A151304)
Güç Kaynağı	AC 190-240 V / 50-60 Hz
Kurulu Güç	2000 W
Sigorta	10A
Raf	3 Adet Paslanmaz Tel Raf
Dış Ölçüler (g x y x d)	45 x 40 x 54 cm
Net Ağırlık	43 kg



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com