

BUHARLI STERİLİZATÖRLER

SM 23B

B-Sınıfı Otoklav

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite
Sterilizasyon Sıcaklığı
Program Seçenekleri
Saf Su Tankı
Kapı Kilidi
Yazıcı
Kurutma
Gösterge
Testler
Emniyet

23 lt
121 °C / 134 °C
1- Paketsiz 2- Paketli 3- Pamuklu 4- Plastik
Kapaklı, üstte
Çift kontrollü
İşlem veri raporlama
Isıtmalı vakum
LCD Ekran İngilizce - Türkçe dil seçeneği
Bowie - Dick & Vakum testi
Basınç valfi, mekanik emniyet termostatı ve elektronik alarm uyarı Sistemi
3 lt. Saf Su ve 2,5 lt atık su
Elektrostatik fırın boyalı paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik
AC 190-240 V / 50-60 Hz
2000 W
10A
3 adet paslanmaz tel raf
45 x 40 x 67 cm
48 kg

Su Tank Kapasitesi
Dış kabin malzemesi
İç kabin malzemesi
Güç Kaynağı
Kurulu Güç
Sigorta
Raf
Dış Ölçüler (g x y x d)
Net Ağırlık



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com